



Sistema di gomito  
**Discovery**

SOSTITUZIONE POLIETILENE

TECNICA CHIRURGICA  
TECNICA CHIRURGICA

 **Lima Corporate**  
Orthopaedic  motion

[limacorporate.com](http://limacorporate.com)



# SISTEMA DI GOMITO **DISCOVERY** SOSTITUZIONE POLIETILENE

## Pianificazione pre-operatoria\rimozione del cuscinetto




Figura 1




Figura 2

### ▼ PIANIFICAZIONE PRE-OPERATORIA

Riporre in freezer due kit di cuscinetti ulnari per almeno tre ore. Il congelamento produce la contrazione del cuscinetto, rendendone più agevole l'inserimento nell'anello ulnare. La temperatura di congelamento deve essere compresa tra -25 °C e -10 °C (-13 °F e 14 °F). Una temperatura più bassa del freezer incrementerebbe i tempi di movimentazione del cuscinetto. Non estrarre il cuscinetto dal freezer finché non si è pronti per l'assemblaggio. Fuori dal freezer il cuscinetto comincia immediatamente a ri-espandersi, raggiungendo le dimensioni originali entro due minuti. Mantenere il secondo kit di cuscinetti nel freezer come riserva.

### ▼ RIMOZIONE DEL CUSCINETTO

Inserire l'estremità filettata dello strumento di rimozione del cuscinetto attraverso il foro centrale della componente ulnare. Premere quanto più possibile il manico a T verso la componente ulnare, ruotando, se necessario, il manico a T, per consentire all'asta filettata di passare attraverso il cuscinetto. La sporgenza della componente ulnare deve entrare nella nicchia presente sul corpo dello strumento di rimozione del cuscinetto (Figura 1). Con l'estremità dentellata rivolta verso la porzione in polietilene, serrare il tappo di chiusura sullo strumento di rimozione del cuscinetto (Figura 2).

Questa brochure ha lo scopo di illustrare la tecnica chirurgica del dott. Hill Hastings II. Biomet, in qualità di produttore del presente dispositivo, non esercita la pratica medica e non intende consigliare questo dispositivo o la relativa tecnica chirurgica. Ciascun chirurgo ha la responsabilità di stabilire il dispositivo e la tecnica più adeguati da utilizzare per ciascun singolo paziente.

## SISTEMA DI GOMITO **DISCOVERY** SOSTITUZIONE POLIETILENE

### Rimozione del cuscinetto \ Inserimento di un nuovo cuscinetto




Figura 3



Figura 4

Mantenendo il corpo dello strumento di rimozione, ruotare in senso orario il manico a T. Il polietilene verrà sospinto dall'interno della componente ulnare sull'asta filettata dello strumento di rimozione. Continuare a ruotare finché il polietilene viene rimosso dallo stelo ulnare e il perno di bloccaggio risulta libero (Figura 3). Gettare il perno e il polietilene; irrigare e rimuovere le eventuali particelle di polietilene residue.

#### ▼ **INSERIMENTO DI UN NUOVO CUSCINETTO**

Estrarre un kit di revisione per cuscinetto ulnare dal freezer. La porzione più larga del cuscinetto deve essere rivolta verso la porzione più larga dell'anello ulnare (Figura 4). Individuare i quattro incavi sul bordo esterno del cuscinetto e allineare l'incavo cilindrico (scanalatura del perno) posteriormente.

## SISTEMA DI GOMITO **DISCOVERY** SOSTITUZIONE POLIETILENE

### Inserimento di un nuovo cuscinetto\ metodo di inserimento opzionale del cuscinetto



Figura 5



Figura 7



Figura 6




Figura 8

Allineare i tre incavi poco profondi del cuscinetto alle corrispondenti linguette presenti sul contorno interno dell'anello dello stelo ulnare (Figura 5). Inserire il cuscinetto nella parte intermedia dell'anello ulnare, premendolo finché risulti libero di girare/ruotare. Ruotare il cuscinetto finché l'incavo semi-cilindrico (scanalatura del perno) risulti allineato alla corrispondente scanalatura del perno dello stelo ulnare (Figura 6).

#### ▼ **METODO DI INSERIMENTO OPZIONALE DEL CUSCINETTO**

Lo strumento di rotazione del cuscinetto può essere utilizzato per far ruotare il cuscinetto, qualora, una volta inserito nell'anello ulnare, non girasse liberamente. Per utilizzare lo strumento di rotazione, inserirlo attraverso l'estremità mediale del cuscinetto, consentendo alla linguetta metallica lunga di scorrere nella scanalatura del cuscinetto riservata al perno di bloccaggio (Figura 7).

Ruotare il cuscinetto finché l'incavo semi-cilindrico sia allineato alla scanalatura del perno dello stelo ulnare (Figura 8).

## SISTEMA DI GOMITO **DISCOVERY** SOSTITUZIONE POLIETILENE

### Inserimento del perno



Figura 9



Figura 11



Figura 10




Figura 12

#### ▼ **INSERIMENTO DEL PERNO**

Introdurre il corpo dell'inseritore del perno ulnare attraverso il lato mediale del cuscinetto, finché la sporgenza della componente ulnare entra nell'incavo sul corpo dell'inseritore del perno. Fissare in posizione la componente ulnare utilizzando il corpo e il dado di bloccaggio. Per posizionare il perno di bloccaggio nel piccolo canale, occorre arretrare sufficientemente l'asta di spinta (Figura 9). L'estremità conica del perno deve essere rivolta verso la componente ulnare. (Figura 10)

Il foro nel corpo di bloccaggio, la scanalatura sulla componente ulnare e il perno devono essere allineati (Figura 11). Collegare il manico a T e ruotare in direzione oraria per guidare il perno nella componente ulnare (Figura 12). Assicurarsi che durante l'inserimento il perno non si sposti. Una volta inserito completamente il perno nella componente dell'ulna, la sostituzione del cuscinetto è completata.



# SISTEMA DI GOMITO **DISCOVERY** SOSTITUZIONE POLIETILENE

## Informazioni per l'ordine - Strumentazione

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA
	114800*	Kit di revisione per cuscinetto ulnare Discovery	-
	414892**	Manico a T Discovery	-
	414922**	Manico per cacciavite	2,0/2,7mm
	414923**	Lama standard X-lock (Asta per cacciavite)	2,4 mm
	414950**	Strumento di rimozione del cuscinetto Discovery	-
	414951**	Inseritore del perno del cuscinetto ulnare Discovery	-
	414952**	Strumento di rotazione del cuscinetto Discovery	-

\*Contiene un cuscinetto in polietilene e un perno di bloccaggio

\*\*Disponibile ne kit in prestito



# SOSTITUZIONE POLIETILENE DEL GOMITO DISCOVERY

## ALL'ATTENZIONE DEL CHIRURGO

**Biomet Orthopedics, Inc.**  
P.O. Box 587  
56 East Bell Drive  
Warsaw, Indiana 46581 USA

01-50-0901  
Data: 05/07

in merito alle limitazioni della ricostruzione e all'esigenza di proteggere gli impianti dal carico totale fino al completamento della procedura di fissazione e guarigione. Attività eccessive, traumi e pesi eccessivi hanno determinato il fallimento prematuro dell'impianto a causa di mobilitazione, fratture e/o usura. La mobilitazione degli impianti può determinare una produzione maggiore di particelle di usura, così come danni accelerati alle ossa, rendendo più difficile la riuscita della chirurgia di revisione. Il paziente deve essere informato e avvisato dei rischi generali legati alla chirurgia, dei possibili effetti avversi indicati e della necessità di seguire le istruzioni fornite dal medico curante, incluse le visite di controllo successive.

### Protesi per la sostituzione dell'articolazione del gomito Biomet®

#### ALL'ATTENZIONE DEL CHIRURGO

#### DESCRIZIONE

Biomet produce svariate protesi per la sostituzione dell'articolazione del gomito destinate all'artroplastica primaria e di revisione dell'articolazione, da impiegare in applicazioni cementate. I componenti di sostituzione dell'articolazione del gomito includono componenti omerali e ulnari, e, in alcuni casi, componenti incernierabili. I componenti sono disponibili con svariate finiture superficiali, tra cui uno strato ancorante (uno strato sottile di plasma spray di titanio), il plasma spray di titanio poroso e la finitura Interlok®.

#### Materiali:

Stelo omerale	Lega di CoCrMo o di titanio
Stelo ulnare	Lega di CoCrMo o di titanio
Componenti dei cuscinetti	Poliuretano ad altissimo peso molecolare (UHMWPE)
Assi	Lega di CoCrMo
Connettori	Lega di CoCrMo
Rivestimento superficiale	Lega di titanio
Clip/viti di bloccaggio	Lega di titanio

#### INDICAZIONI

1. Malattia articolare non infiammatoria a decorso degenerativo, come osteoartrite e necrosi avascolari;
2. Artrite reumatoide;
3. Procedure di revisione dove altri trattamenti o dispositivi hanno fallito;
4. Correzione di deformità funzionale;
5. Trattamento di fratture acute o croniche con coinvolgimento dell'epicondilo omerale, che risultino ingestibili con altri metodi di trattamento.

I fattori da considerare per la selezione del paziente includono: 1) necessità di ottenere un beneficio analgico e migliorare la funzionalità, 2) capacità e determinazione del paziente nel seguire le istruzioni, tra cui il controllo del peso e i livelli di attività, 3) un buono stato nutrizionale del paziente, e 4) il fatto che il paziente abbia raggiunto la piena maturità scheletrica.

#### CONTROINDICAZIONI

Tra le controindicazioni assolute enumeriamo: infezione, sepsi e osteomielite.

Le controindicazioni relative includono: 1) paziente non cooperativo o affetto da disturbi neurologici, che non sia in grado di seguire istruzioni, 2) osteoporosi, 3) disturbi metabolici che possono impedire la formazione dell'osso, 4) osteomalacia, 5) focolai di infezione distanti che possono diffondersi alla sede dell'impianto, e/o 6) rapida distruzione delle articolazioni, perdita ossea marcata o riassorbimento osseo evidente nelle radiografie.

#### AVVERTENZE

Errori di selezione, ubicazione, posizionamento, allineamento e fissazione dei componenti dell'impianto possono comportare condizioni di stress anomale con conseguente riduzione della vita utile dei componenti protesici. L'errato allineamento dei componenti o un impianto inesatto possono determinare un'usura eccessiva e/o il fallimento dell'impianto o della procedura. Un'inadeguata pulizia prima della chiusura (rimozione dei detriti chirurgici) può portare a un'usura eccessiva. Una manipolazione inadeguata o il danneggiamento degli impianti (grafiti, ammaccature, ecc.) in fase pre-operatoria o intraoperatoria possono comportare corrosione delle fessure, fretting, fratture da affaticamento e/o usura eccessiva. Pulire e asciugare accuratamente i segmenti di collegamento, inclusi i coni, prima di installare i componenti, in modo da evitare la corrosione delle fessure e un alloggiamento scorretto. Utilizzare guanti puliti per manipolare gli impianti. I test di laboratorio indicano che gli impianti soggetti a fluidi corporei, detriti chirurgici o tessuti grassi hanno un minor potere di adesione al cemento rispetto agli impianti manipolati con guanti puliti. Non modificare gli impianti. Il chirurgo deve avere piena familiarità con gli impianti e gli strumenti prima di eseguire l'intervento.

Le protesi di sostituzione dell'articolazione del gomito non hanno ricevuto l'approvazione dell'FDA per l'applicazione non cementata (USA).

1. Allineare correttamente e alloggiare completamente i componenti di collegamento, inclusi i coni. In caso di errato allineamento o di alloggiamento incompleto dei componenti assemblati vi è il rischio di dissociazione. Pulire e asciugare accuratamente tutti i connettori, inclusi i coni, prima di installare i componenti modulari, in modo da evitare la corrosione delle fessure e un alloggiamento scorretto.
2. Occorre agire con cautela per far sì che tutte le parti del dispositivo integrate nel cemento osseo siano ben supportate, in modo da impedire concentrazioni di sollecitazione che potrebbero provocare il fallimento della procedura. Completare la pulitura pre-chiusura e la rimozione dei detriti di cemento osseo, dei detriti metallici e di altri detriti chirurgici nella sede dell'impianto, in quanto si tratta di operazioni critiche per ridurre al minimo l'usura delle superfici articolari dell'impianto. Sono stati segnalati casi di frattura dell'impianto dovuti all'insuccesso del cemento.
3. Gomito BIAxial: L'inserimento del clip assiale deve avvenire correttamente. Per prevenire la dissociazione, occorre alloggiare completamente il clip utilizzando un clip nuovo e mai utilizzato. Se per qualsiasi motivo risulta necessario rimuovere un clip assiale, questo non deve essere riutilizzato.

Le protesi di sostituzione delle articolazioni Biomet® offrono al chirurgo i mezzi necessari per ridurre il dolore e ripristinare la funzionalità in molti pazienti. Nonostante questi dispositivi riescano generalmente a conseguire tali obiettivi, non è possibile aspettarsi che essi supportino i livelli di attività e i carichi normalmente sostenuti da tessuti ossei e articolari normali e sani.

Nell'assistenza postoperatoria è importante adottare le prassi comunemente accettate. Qualora il paziente non dovesse seguire le istruzioni fornite per l'assistenza postoperatoria, tra cui la riabilitazione, questi rischierà di compromettere la riuscita della procedura. Occorre informare il paziente

#### PRECAUZIONI

Gli strumenti specializzati sono progettati per i sistemi di sostituzione delle articolazioni Biomet® in modo da favorire il corretto impianto dei componenti protesici. L'utilizzo degli strumenti o dei componenti dell'impianto di altri sistemi può determinare inesattezze di alloggiamento e formato, usura eccessiva e malfunzionamenti dei dispositivi. Sono stati segnalati casi di frattura intra-operatoria o di rottura degli strumenti. Il normale utilizzo degli strumenti chirurgici li sottopone a usura. Gli strumenti che sono stati sottoposti a utilizzo massiccio o a forza eccessiva sono soggetti a frattura. Gli strumenti chirurgici devono essere utilizzati solo per gli scopi a cui sono destinati. Biomet consiglia di ispezionare regolarmente tutti gli strumenti per individuare segni di usura e deformazione.

Non riutilizzare gli impianti. Anche se un impianto non mostra segni di danneggiamento, precedenti condizioni di stress possono aver creato imperfezioni in grado di ridurre la vita utile dell'impianto. I pazienti non devono ricevere impianti che siano stati, anche se solo momentaneamente, applicati su un altro paziente.

- Il paziente deve evitare di sottoporre l'impianto a carichi eccessivi.
- Il paziente deve evitare di sollevare pesi superiori a 2,3 kg con l'arto operato dopo l'intervento.
- Il paziente deve evitare di caricare il peso dell'intero corpo sull'arto operato per sollevarsi dalla posizione seduta.
- Il paziente deve astenersi da attività di trazione improvvisate o impegnative dopo l'intervento, in quanto queste possono generare stress eccessivo per l'arto operato.

#### POSSIBILI EVENTI AVVERSI

1. Reazioni per sensibilità ai materiali. L'impianto di materiali estranei nei tessuti può scatenare reazioni istologiche con macrofagi e fibroblasti di varie dimensioni. L'importanza clinica di questo effetto è poco chiara, dato che tali variazioni possono verificarsi come precursore del processo di guarigione o durante il processo stesso. I detriti delle particelle di usura e le tracce di scolorimento dei componenti in metallo e polietilene degli impianti articolari possono essere presenti nei tessuti o nei fluidi adiacenti. Sono stati segnalati casi in cui i detriti da usura hanno avviato una reazione cellulare con conseguente osteolisi oppure l'osteolisi può essere dovuta alla mobilitazione dell'impianto.
2. Infezione prematura o tardiva e reazione allergica post-operatoria.
3. In sede intraoperatoria possono verificarsi la perforazione o la frattura dell'osso, specialmente in presenza di scorte di tessuto osseo carenti dovute ad osteoporosi, difetti ossei da precedenti interventi chirurgici, riassorbimento osseo oppure all'operazione di inserimento del dispositivo.
4. L'infezione è un problema abbastanza comune negli interventi sul gomito.
5. L'invalidità provocata da lesioni al nervo ulnare è una delle principali preoccupazioni durante gli interventi sul gomito.
6. La mobilitazione, la migrazione e/o la frattura degli impianti si possono verificare a causa della perdita di fissazione, traumi, allineamento errato, riassorbimento osseo e/o attività eccessiva.
7. Calcificazione od ossificazione peri-articolare, con o senza disturbi della mobilità articolare.
8. Range di movimento inadeguato a causa di inesattezze di selezione o posizionamento dei componenti.
9. Accorciamento o allungamento non desiderato dell'arto.
10. Lussazione e sublussazione dovute a fissazione inadeguata, posizionamento errato, traumi, range di movimento eccessivo e/o attività eccessiva. La lassità muscolare e dei tessuti fibrosi può contribuire anch'essa alle condizioni sopra descritte.
11. Può verificarsi una frattura da fatica della componente in conseguenza di una perdita di fissazione, attività eccessiva, allineamento errato, traumi, mancata unione o peso eccessivo.
12. Il fretting e la corrosione delle fessure si possono verificare sulle interfacce tra i componenti.
13. Usura e/o deformazione delle superfici articolari.
14. Frattura dell'osso intra-operatoria o postoperatoria e/o dolore postoperatorio.
15. I componenti di assi e cuscinetti possono dissociarsi provocando la disarticolazione del gomito.
16. I pazienti post-traumatici o sottoposti a revisione sono soggetti a tassi di usura più elevati in caso di compromissione dei vincoli varo/valgo.

#### STERILITÀ

I componenti protesici vengono sterilizzati esponendoli a una dose minima di 25 kGy di radiazioni gamma. Non risterilizzare. Non utilizzare alcuna componente estratta da confezioni aperte o danneggiate. Non utilizzare gli impianti dopo la data di scadenza.

**Attenzione:** La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo su prescrizione di un medico.

I commenti relativi al presente dispositivo possono essere inoltrati a: All'attenzione di: Regulatory Dept., Biomet Inc., P.O. Box 587, Varsavia, IN 46581 USA, Fax: 574-372-1683.

Biomet e Interlok sono marchi registrati di Biomet Manufacturing Corp. negli Stati Uniti d'America.

Rappresentante autorizzato: Biomet U.K., Ltd.  
Waterton Industrial Estate  
Bridgend, South Wales  
CF31 3XA, Regno Unito



Le informazioni contenute in questo foglietto illustrativo sono da considerarsi aggiornate alla data di stampa della brochure. Tuttavia, dopo tale data, il contenuto del foglietto illustrativo potrebbe essere stato modificato. Per il foglietto illustrativo aggiornato, contattare Biomet presso i recapiti indicati nel presente documento.

Sostituzione polietilene del gomito Discovery



**Limacorporate S.p.A.**

Via Nazionale, 52  
33038 Villanova di San Daniele del Friuli  
Udine - Italy  
T +39 0432 945511  
F +39 0432 945512  
info@limacorporate.com  
limacorporate.com

**Lima Implantés slú**

Calle Asura n. 97  
Madrid 28043  
España

**Lima France sas**

1, Allée des Alisiers  
Immeuble le Galilée  
69500 Bron  
France  
T +33 4 87 25 84 30  
F +33 4 42 04 17 25  
info@limafrance.com

**Lima O.I. doo**

Ante Kovacica, 3  
10000 Zagreb - Croatia  
T +385 (0) 1 2361 740  
F +385 (0) 1 2361 745  
lima-oi@lima-oi.hr

**Lima Switzerland sa**

Birkenstrasse, 49  
CH-6343 Rotkreuz - Zug  
Switzerland  
T +41 (0) 41 747 06 60  
F +41 (0) 41 747 06 69  
info@lima-switzerland.ch

**Lima Japan kk**

Shinjuku Center Building, 29<sup>th</sup> floor  
1-25-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku,  
Tokyo 163-0629 - Japan  
T +81 3 5322 1115  
F +81 3 5322 1175

**Lima CZ sro**

Do Zahrádek I., 157/5  
155 21 Praha 5 - Zličín  
Czech Republic  
T +420 222 720 011  
F +420 222 723 568  
info@limacz.cz

**Lima Deutschland GmbH**

Kapstadttring 10  
22297 Hamburg - Germany  
T +49 40 6378 4640  
F +49 40 6378 4649  
info@lima-deutschland.com

**Lima Austria GmbH**

Seestadtstrasse 27 / Top 6-7  
1220 Wien - Austria  
T +43 (1) 2712469  
F +43 (1) 2712469101  
office@lima-austria.at

**Lima SK s.r.o.**

Cesta na štadión 7  
974 04 Banská Bystrica - Slovakia  
T +421 484 161 126  
F +421 484 161 138  
info@lima-sk.sk

**Lima Netherlands**

Havenstraat 30  
3115 HD Schiedam  
The Netherlands  
T +31 (0) 10 246 26 60  
F +31 (0) 10 246 26 61  
info@limanederland.nl  
limanederland.nl

**Lima Implantés Portugal S.U. Lda**

Rua Olavo D'Éça Leal N.º6 Loja-1  
1600-306 Lisboa - Portugal  
T +35 121 727 233 7  
F +35 121 296 119 2  
lima@limaportugal.com

**Lima Orthopaedics Australia Pty Ltd**

Unit 1, 40 Ricketts Rd  
Mt Waverley 3149  
Victoria Australia  
T +61 (03) 9550 0200  
F +61 (03) 9543 4003  
limortho.com.au

**Lima Orthopaedics New Zealand Ltd**

20 Crummer Road  
Auckland 1021  
New Zealand  
T +64 93606010  
F +64 93606080

**Lima Orthopaedics UK Limited**

Unit 1, Campus 5  
Third Avenue  
Letchworth Garden City  
Herts, SG6 2JF  
United Kingdom  
T +44 (0) 844 332 0661  
F +44 (0) 844 332 0662

**Lima USA Inc.**

2001 NE Green Oaks Blvd., Suite 100  
Arlington, TX 76006  
T +1 817-385-0777  
F +1 817-385-0377

**Lima Sweden AB**

Företagsallén 14 B  
SE-184 40 ÅKERSBERGA  
Sweden  
T +46 8 544 103 80  
F +46 8 540 862 68  
www.linksweden.se

**Lima Italy**

Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 - Palazzo F9  
20057 Assago - Milano - Italy  
T +39 02 57791301

**Lima Korea Co. Ltd**

11 FL., Zero Bldg.  
14 Teheran Road 84 GLL  
Gangnam Gu, Seoul 135-845, South Korea  
T +82 2 538 4212  
F +82 2 538 0706

**Lima do Brasil EIRELI**

Al. Campinas, 728, second floor,  
rooms 201, 202, 203 and 204,  
Edifício Engenheiro Antonio Silva,  
Zip Code 01404-001, in the City of São Paulo,  
State of São Paulo  
Brasil

**Lima Belgium sprl**

Chaussée de Wavre 504, bte 48  
1390 Grez-Doiceau - Belgium  
T +32 (0) 10 888 804  
F +32 (0) 10 868 117  
info@limabelgium.be

**Lima Denmark ApS**

Lyngebækgårds Allé 2  
2990 Nivå - Denmark  
T +45 45860028  
F +45 4586 0068  
mail@Lima-Denmark.dk

**Lima Turkey Ortopedi A.S.**

Serifali Mah. Hendem CD. Canan  
Residence No: 54/C D:2 OFIS-A2,  
34775 Umraniye / Istanbul  
Turkey  
T +90 (216) 693 1373  
F +90 (216) 693 2212  
info@lima-turkey.com.tr

**Lima Orthopaedics South Africa**

Northlands Deco Park, Stand 326  
10 New Market street  
Design Boulevard  
Northriding  
2189

**Lima Polska Sp. z o.o.**

Ul. Łopuszańska 95  
02-457 Warszawa  
Poland  
T 0048 22 6312786  
F 0048 22 6312604  
biuro@limapolska.pl

**励玛（北京）医疗器械有限公司**

**Lima (Beijing) Medical Devices Co., Ltd.**

中国北京市朝阳区利泽中二路1号中辰大厦6层 616室  
Room 616, 6/F Zhongchen Building, No.1 Lize Zhong 2 Road  
Chaoyang District,  
Beijing - PR China  
limachinaoffice@limacorporate.com

Il marchio commerciale Discovery è concesso in licenza a Limacorporate S.p.A. per uso esclusivo nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera.  
Per informazioni sui prodotti, incluse le indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti avversi, consultare l'insero della confezione o il sito web Biomet.

**La presente pubblicazione non viene distribuita negli Stati Uniti d'America.**

Il Sistema di gomito DISCOVERY è prodotto da Biomet.

Il Sistema di gomito DISCOVERY è distribuito nello Spazio economico europeo (SEE), in Svizzera e in Giappone da Limacorporate S.p.A.

B.1402.21.010.1

101700

