


RSB Calcaneo Stop

Descrizione Prodotto &
Tecnica Chirurgica

Product Description & Surgical Technique

RSB Calcaneo stop



Product description
& surgical technique

Descrizione prodotto
e tecnica chirurgica

Index

pag. 4

pag. 5

pag. 6

pag. 7

pag. 8

pag. 9

pag. 10

pag. 14

INDICATIONS

MATERIALS

CLINICAL CASES

TECHNICAL FEATURES

PRODUCT CODES

INSTRUMENT SET

SURGICAL TECHNIQUE

BIBLIOGRAPHY

Indice

INDICAZIONI

MATERIALI

CASI CLINICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICI PRODOTTO

STRUMENTARIO

TECNICA CHIRURGICA

BIBLIOGRAFIA

Indications

FLAT FOOT CORRECTION

The indication for use for the calcaneo-stop biodegradable screw is calcaneo-stop surgery for treatment of flat (pronated) foot pathology after 9 years of age.

More precisely:

- the Ø 7 mm solid calcaneo-stop biodegradable screw is indicated for the correction of pediatric flat foot, in cases where the load stresses and the anatomical conditions lead to favor a smaller implant. Approximately it is indicated for body weight under 30 kg;
- the Ø 9 mm cannulated calcaneo-stop biodegradable screw is indicated for the correction of pediatric flat foot in all cases.

Indicazioni

CORREZIONE PIEDE PIATTO

L' indicazione d' uso per la vite biodegradabile calcaneo stop è l'intervento chirurgico per il trattamento della patologia del piede piatto (pronato) dopo i 9 anni di età.

Più precisamente:

- la vite biodegradabile per calcaneo stop piena Ø 7 mm è indicata per la correzione del piede piatto in età pediatrica, nei casi in cui gli stress di carico e le condizioni anatomiche portino a prediligere un impianto più ridotto. Indicativamente è adatta per un peso inferiore ai 30 kg;
- la vite biodegradabile per calcaneo stop cannulata Ø 9 mm è indicata per la correzione del piede piatto in età pediatrica in tutti i casi.

Materials



PLLA in conformity with ASTM F1925.

Materiali


PLLA a norma ASTM F1925.

Clinical cases


Casi clinici



1. Preoperative view



2. Screw hole preparation, tapping



3. Screw insertion



4. Postoperative view.

Correction effect is evident by looking at the senotarsal region enlargement.

1. Immagine preoperatoria


2. Preparazione foro della vite, maschiatura

3. Inserimento della vite


4. Immagine postoperatoria.

Si noti l'effetto correttivo individuabile dall'ampliamento dello spazio endosenotarsale.

Technical features



- Resorbable material, it avoids the implant removal surgery.
- Square coupling with the screwdriver for better torque transmission.
- Radiolucent.
- Biocompatible.




Caratteristiche tecniche

- Materiale riassorbibile, evita l'intervento di rimozione dell'impianto.
- Cava quadrata di accoppiamento con il cacciavite per una migliore trasmissione della coppia di torsione.
- Radiotrasparente.
- Biocompatibile.


Product codes

Codici prodotto



Cannulated screw Vite cannulata		
PLLA		
Thread length Lungh. filetto mm	Ø mm	
18	9	RSB 718
23	9	RSB 723

Sterile single packaging.
Confezione singola sterile.




Solid screw Vite piena		
PLLA		
Thread length Lungh. filetto mm	Ø mm	
18	7	RSB 618

Sterile single packaging.
Confezione singola sterile.

Instrument set

Strumentario




Instrument set RSB 600
Strumentario RSB 600

Ref.	Description	Descrizione	
1	Awl	Perforatore	RSB 060550
2	Cannulated screwdriver	Cacciavite cannulato	RSB 030330
3	Ø 9 mm cannulated tap - AO coupling	Maschiatore cannulato Ø 9 mm - attacco AO	RSB 040090
4	Ø 2 mm guide wire (2 pcs)	Filo guida Ø 2 mm (2 pz.)	RSB 606
5	Ø 6 mm cannulated drill bit	Punta cannulata Ø 6 mm	RSB 605
6	Ø 7 mm tap - AO coupling	Maschiatore Ø 7 mm - attacco AO	RSB 040070
7	Cannulated "T" handle - quick AO coupling	Impugnatura a "T" cannulata - attacco rapido AO	STR 150010
8	Instrument tray	Box strumentario	RSB 090000


Surgical technique

Tecnica chirurgica




Ø 9 mm CANNULATED SCREW

Position the forefoot in order to expose the seno-tarsal area. Prepare the insertion point of the screw with the specific awl RSB 060550.




VITE CANNULATA Ø 9 mm


Posizionare l'avampiede in atteggiamento di esposizione dello spazio seno tarsale. Preparare il punto di inserimento della vite con l'apposito perforatore RSB 060550.



Set the guide wire RSB 606 in oblique direction, antero-medial, at about 30°, neutral to the calcaneus.



Inserire il filo guida RSB 606 in direzione obliqua, antero-mediale, a circa 30°, neutrale rispetto al calcagno.




Drill through the cannulated drill bit RSB 605 up to the end point.


Perforare con la punta cannulata RSB 605 fino a fondo corsa.

Surgical technique


Tecnica chirurgica



Assemble the specific tap RSB 040090 to the handle STR 150010 and tap up to the laser marking corresponding to the screw size to be implanted. It is recommended the use of the instrument for 2 consecutive times in order to remove possible bone debris.




Assemblare l'apposito maschiatore RSB 040090 all'impugnatura STR 150010 e maschiare fino alla marcatura laser corrispondente alla taglia della vite da impiantare. Si raccomanda l'utilizzo dello strumento per 2 volte consecutive per rimuovere eventuali frustoli ossei.



Insert the screw with the specific screwdriver RSB 030330 making sure that the head screw is in contact with the calcaneal bone.


Inserire la vite con l'apposito cacciavite RSB 030330 curando il contatto della testa sull'osso calcaneare.



Check the interpositioning of the head screw in the seno-tarsal area.



Verificare l'interposizione della vite in ampliamento dello spazio seno-tarsale.

Surgical technique




Ø 7 mm SOLID SCREW

Position the forefoot in order to expose the seno-tarsal area. Prepare the insertion point of the screw with the specific awl RSB 060550.



Assemble the specific tap RSB 040070 to the handle STR 150010 and tap up to the laser marking corresponding to the screw size to be implanted. It is recommended the use of the instrument for 2 consecutive times in order to remove possible bone debris.



Tecnica chirurgica


VITE PIENA Ø 7 mm

Posizionare l'avampiede in atteggiamento di esposizione dello spazio seno tarsale. Preparare il punto di inserimento della vite con l'apposito perforatore RSB 060550.

Assemblare l'apposito maschiatore RSB 040070 all'impugnatura STR 150010 e maschiare fino alla marcatura laser corrispondente alla taglia della vite da impiantare. Si raccomanda l'utilizzo dello strumento per 2 volte consecutive per rimuovere eventuali frustoli ossei.


Surgical technique

Tecnica chirurgica



Insert the screw with the specific screwdriver RSB 030330 making sure that the head screw is in contact with the calcaneus bone.

Inserire la vite con l'apposito cacciavite RSB 030330 curando il contatto della testa sull'osso calcaneare.



Check the interpositioning of the head screw in the seno-tarsal area.

Verificare l'interposizione della vite in ampliamento dello spazio seno-tarsale.

Bibliography

Giannini S, Cadossi M, Mazzotti A, Persiani V, Tedesco G, Romagnoli M, Faldini C.
Bioabsorbable Calcaneo-Stop Implant for the Treatment of Flexible Flatfoot: A Retrospective Cohort Study at a Minimum Follow-Up of 4 Years.
J Foot Ankle Surg. 2017 Jul - Aug;56(4):776-782.

Giannini BS, Ceccarelli F, Benedetti MG, Catani F, Faldini C.
Surgical treatment of flexible flatfoot in children a four-year follow-up study.
J Bone Joint Surg Am. 2001;83-A Suppl 2 Pt 2:73-9.

Giannini S. Kenneth A. Johnson Memorial Lecture.
Operative treatment of the flatfoot: why and how.
Foot Ankle Int. 1998 Jan;19(1):52-8.

Gutiérrez PR, Lara MH.
Giannini prosthesis for flatfoot.
Foot Ankle Int. 2005 Nov;26(11):918-26.

Dockery GL.
Symptomatic juvenile flatfoot condition: surgical treatment.
J Foot Ankle Surg. 1995 Mar-Apr;34(2):135-45.

Scialpi L, Mori C, Mori F, Sperti M, Solarino G.
Arthroerisis with Giannini's endo-orthotic implant and Pisani's talocalcaneal arthroerisis.
A comparison of surgical methods.
Chir Organi Mov. 2008 Mar 27.

Giannini S, Ceccarelli F, Vannini F, Baldi E.
Operative treatment of flatfoot with talocalcaneal coalition.
Clin Orthop Relat Res. 2003 Jun;411:178-87.

Arangio GA, Salathe EP.
A biomechanical analysis of posterior tibial tendon dysfunction, medial displacement calcaneal osteotomy and flexor digitorum longus transfer in adult acquired flat foot.
Clin Biomech (Bristol, Avon). 2009 May;24(4):385-90. Epub 2009 Mar 9.

Info

LSM-MED S.r.l. reserves
the right to make changes.

Info


LSM-MED S.r.l. si riserva
il diritto di apportare modifiche.



LSM-MED S.r.l.
Strada Borrana 38
47899 Serravalle
Repubblica di San Marino
t: + 378 0549 961911
f: + 378 0549 961912
www.lsm-med.com
info@lsm-med.com



OVERMED S.r.l.
Piazza Velasca 8
20122 Milano
Italia
www.overmed.eu
info@overmed.eu



RSB Calcaneo Stop e relativi strumenti sono prodotti da LSM-MED S.r.l.
e distribuiti e commercializzati da Limacorporate S.p.A.

*RSB Calcaneo Stop and instruments are manufactured by LSM-MED
S.r.l. and distributed and marketed by Limacorporate S.p.A.*

Distribuito da / Distributed by:



Limacorporate S.p.A.

Via Nazionale, 52
33038 Villanova di San Daniele del Friuli
Udine - Italy
T +39 0432 945511
F +39 0432 945512
info@limacorporate.com
limacorporate.com

B.0043.32.010.1

032200

